

# Données de validation

Numéro de fiche	Titre
METROPOL_106	Butanone M-106

# Données de validation principales

### Généralités

Conditions analytiques

 Substance
 Butanone

 Existe-t-il une VLEP?
 oui

 VLEP 8h
 600 mg/m³

 Existe-t-il une VLEP CT?
 oui

 VLEP CT
 900 mg/m³

#### Choix du domaine de validation :

Le domaine de validation a été choisi en fonction des valeurs en vigueur à la date des essais. Afin de connaître les valeurs actuelles, se reporter au document ED 984 <sup>1</sup> http://www.inrs.fr/media.html?reflNRS=ED%20984

# **Conditions analytiques**

#### 1 injecteur:

SPLIT/SPLITLESS

Température d'utilisation 230 °C

1 colonne:

Colonne \_\_\_\_\_ APOLAIRE

Nature phase \_\_\_\_\_\_ 100% Diméthyl polysiloxane

Longueur \_\_\_\_\_ 60 m

**Diamètre** \_\_\_\_\_\_ 0,75 mm

**Epaisseur de film** \_\_\_\_\_\_ 1 μm

Programme de température \_\_\_\_\_\_ oui

Commentaires

Rampe °C/min	Température °C	Durée min
	30	0
8	65	10
8	165	8

#### 1 détecteur :

IONISATION DE FLAMME (FID)

Température 230 °C

# **MétroPol**



### Solutions écartées

Réalisation d'essais INTER-LABORATOIRES pour différents supports : le charbon actif et le carboxen 1000.

- Essais effectués avec les deux types de tubes suivants, chargés par prélèvement des différentes cétones sur banc de génération :
- tubes contenant 2 plages de 180 et 90 mg de Carboxen 1 000.
- tubes contenant 2 plages de 100 et 50 mg de charbon actif SKC.
- Désorption des tubes avec un mélange chlorure de méthylène/sulfure de carbone (35/65).
   Cétone étudiée : MEK

	Charbon actif	Carboxen 1 000
Concentration de référence (ppm) *	61,1 ± 1,8	61,1 ± 1,8
Concentration retrouvée (ppm) **	35,5	64,8
Température (K)	296	296
Humidité relative (%)	40	40
Débit de prélèvement (mL/min)	200	200
Temps d'exposition (min)	150	150

<sup>\*</sup> Moyenne des valeurs obtenues par les 40 participants tous supports confondus.

## Conclusion

Comparés aux résultats d'ensemble obtenus par les 40 participants, ceux obtenus par prélèvement sur Carboxen 1000, suivi d'une désorption chlorure de méthylène/sulfure de carbone (35/65), figurent parmi les meilleurs.

<sup>\*\*</sup> Moyenne des résultats obtenus (sur 6 tubes) sur le support indiqué.