

Liste des substances utilisant cette analyse

Nom	Numéro CAS
1,2-dichlorobenzène;1,3-dichlorobenzène;1,4-dichlorobenzène	95-50-1;541-73-1;106-46-7

Préparation de l'analyse

Durée de conservation testée et validée pour les prélèvements _____ 8 jour(s)

Conditions de conservation testée et validée pour les prélèvements _____ Les tubes peuvent être conservés 8 jours à température ambiante sans perte significative.

Nombre d'étapes de préparation _____ 1

1 étape préparation :

Etape de préparation n°

Séparation des plages _____ oui

Solvant ou solution _____ TOLUENE

Type de préparation _____ Désorption

Volume _____ 2 mL

Ultrasons _____ 4 min

Condition analytique n°

Technique analytique _____ CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Injecteur _____ SPLIT/SPLITLESS

Colonne _____ SEMI-POLAIRE

Détecteur _____ IONISATION DE FLAMME (FID)

Étalonnage et expression des résultats

La méthode d'étalonnage indiquée est celle utilisée lors du développement. Elle n'a cependant pas de caractère obligatoire.

Méthodes d'étalonnage pour la quantification des polluants ¹

¹ <http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-etallonnage.pdf>

Principe d'étalonnage _____ externe

Solvant de l'étalon _____ Même solvant que celui des échantillons

Calcul de la concentration atmosphérique ²

² <http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-resultat-calcul-concentration.pdf>

Compléments :