

Liste des substances utilisant ce prélèvement

| Nom | Numéro CAS |
|---------------------|------------|
| Sévoflurane | 28523-86-6 |
| Tétrachloroéthylène | 127-18-4 |

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ BADGE
Support ou substrat de collecte _____ ■ CHARBON ACTIF

Préparation du substrat :



Commentaires, conseils, consignes :

La mise au point a été réalisée sur badges GABIE

Conditions de prélèvement

Débit (L/min) _____ 0,0317
15 minutes (VLEP-CT possible dans ces conditions) _____ oui
Temps de prélèvement maximum _____ 8

Conditionnement particulier

Choix conditionnement particulier _____ stabilisation

Description :

Après prélèvement et avant analyse, les badges sont conservés, capuchonnés et replacés dans leur boîte, au réfrigérateur, à l'abri de toute source de solvant.