

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
4,4'-méthylènedianiline	101-77-9
Aniline	62-53-3

### Nombre d'éléments (dispositifs) composant le dispositif en série

1

### Dispositif de prélèvement


- Type de dispositif \_\_\_\_\_
- CASSETTE 37 mm 2 pièces
- Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_
- 2 FILTRES EN MICROFIBRE DE QUARTZ (haute pureté) IMPREGNES
  - TAMPON EN CELLULOSE

#### Préparation du substrat :

Les filtres sont imprégnés avec 500 µL de solution **Acide sulfurique** 1,5M puis séchés à l'étuve à 50°C 3 heures.

#### Commentaires, conseils, consignes :

Déposer au fond de la cassette le tampon de cellulose puis deux filtres imprégnés à l'aide d'une pince. S'assurer de l'étanchéité de la cassette.



### Conditions de prélèvement

Débit (L/min) \_\_\_\_\_ 1

Temps de prélèvement maximum en heures \_\_\_\_\_ 8

### Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,8 à 3,5 L/min

### Compléments